

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08999

Número do item: CM0017064



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RBL2 (p130, Rb2) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece RBL2 humano e de camundongo, um regulador chave do ciclo celular e supressor de tumores. Ideal para pesquisa de cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Rb2; P130; BRUWAG; RBL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5934
GeneID	5934
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 413-613 do RBL2 humano (NP_005602.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q08999
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco com gelo