

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbm11 Para Wb E Elisa - P57052

Número do item: CM0016588



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade dirigido contra o RBM11 humano, adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RBM11 pAb de coelho
Observações/Apelido	RBM11
Espécie	Humana
GeneID (humano)	54033
GeneID	54033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-281 do RBM11 humano (NP_658983.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P57052
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo