

Anticorpo Policlonal Anti-Rcc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18754

Número do item: CM0027674



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RCC1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para estudos sobre condensação cromossômica e processos nucleares mediados por Ran.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RCC1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CHC1; RCC1-I; RCC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1104
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da RCC1 humana (NP_001260.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18754
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de Gelo