


Anticorpo Policlonar Anti-Rere (Proteína Semelhante A Atrofina-1) Para Wb E Elisa - Q9P2R6

Número do item: CM0013180



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao RERE humano (proteína semelhante a Atrofina-1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudo de repressão transcricional e vias de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RERE Rabbit pAb
Observações / Apelido	ARG, ARP, DNB1, ATN1L, NEDBEH, RERE
Espécie	Humano
GeneID	473
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do RERE humano (NP_036234.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2R6
Peso Molecular	172kDa
Envio	Bolsa de gelo