

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ret Para Wb, If/Icc, Elisa - P07949

Número do item: CM0002652



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o proto-oncogene humano Ret. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade humana e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre sinalização celular, câncer e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ret Rabbit mAb
Observações/Apelido	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Ret
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5979
GeneID	5979
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1000-1100 do Ret humano (NP_066124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07949
Peso Proteico	124 kDa
Envio	Saco de gelo