

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rgl2 Para Wb E Elisa - Q8Gxw1

Número do item: CM0020341

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína DELLA RGL2 (RGA-like 2) de Arabidopsis thaliana, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa em sinalização de giberelina, germinação de sementes e resposta ao estresse em plantas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RGA-like 2; T21P5.13; T21P5_13; RGL2
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID (humano)	5863
GeneID	821251
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-156 da RGL2 de Arabidopsis thaliana (NP_186995.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8GXW1
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Saco de gelo