

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhoc (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P08134

Número do item: CM0014664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o RhoC (P08134). Desenhado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Permite a investigação do papel do RhoC na transdução de sinais, dinâmica do citoesqueleto e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RhoC pAb de Coelho
Observações/Apelido	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; oC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	389
GeneID	389
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 do RhoC humano (NP_786886.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P08134
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo