


Anticorpo Policlonal Anti-Rhot1/Miro1 Para Wb, Elisa - Q8Ixi2

Número do item: CM0026150



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RHOT1/MIRO1 humano (Rho GTPase 1 mitocondrial), validado para WB e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Imunogênio recombinante (aa 310-590). Ideal para pesquisas sobre tráfego e fissão mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] RHOT1/MIRO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55288
ID do Gene	55288
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-590 do RHOT1/MIRO1 humano (NP_060777.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXI2
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo