


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rig-I/Ddx58 Para Wb, Elisa - O95786

Número do item: CM0007108



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a Rig-I/DDX58 humano (RIG-I, DDX58). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em imunidade inata e resposta antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Rig-I/DDX58 de Coelho
Observações/Apelidos	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23586
GeneID	23586
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95786
Peso da Proteína	107 kDa
Envio	Bolsa de gelo