


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rig-I/Ddx58 Para Wb E Elisa - O95786

Número do item: CM0014568



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonico de coelho específico contra Rig-I/DDX58 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta Rig-I humano e de rato, um receptor imunológico inato crucial para a detecção de RNA viral e a sinalização antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rig-I/DDX58 Rabbit pAb
Observações/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Espécie	Humano
GeneID	23586
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 825-925 do Rig-I/DDX58 humano (NP_055129.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O95786
Peso da Proteína	107 kDa
Envio	Bolsa de gelo