

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnase13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Gan3

Número do item: CM0015506

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RNASE13 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos em humanos e camundongos. Ideal para estudar proteínas secretadas inativas semelhantes a ribonuclease.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNASE13 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RAL1; HEL-S-86p; RNASE13
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	440163
GeneID	440163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-156 da RNASE13 humana (NP_001012264.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q5GAN3
Peso da Proteína	18kDa
Transporte	Bolsa de gelo