


Anticorpo Monoclonal Anti-Rnaseh1 Para Wb, Elisa - O60930

Número do item: CM0006303



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo direcionado contra a RNASEH1 humana, imunógeno aa 140-286, adequado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de híbridos RNA-DNA e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo contra RNASEH1
Observações/Alcunha	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Espécie	Humana
GeneID	246243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os a.a. 140-286 da RNASEH1 humana (O60930)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O60930
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo