

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rnf34 Para Wb, If/Icc E Elisa - Q969K3

Número do item: CM0027248

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a RNF34 humana (CARP1/hRFI), uma ligase de ubiquitina E3. Validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre apoptose, degradação de proteínas e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF34 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
Espécie	Humano
GeneID	80196
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da RNF34 humana (NP_079402.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q969K3
Peso Proteico	42kDa

Envio