


Anticorpo Policlonal Anti-Rogdi Para Wb, Elisa - Q9Gzn7

Número do item: CM0025354



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ROGDI humano, validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência e estudos de modelos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROGDI Coelho pAb
Observações/Apelido	KTZS; RAV2; ROGDI1; ROGDI
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79641
ID do Gene	79641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do ROGDI humano (NP_078865.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZN7
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo