


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl11 Para If/Icc, Elisa - P62913

Número do item: CM0015233



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-RPL11 da CamelBio tem como alvo a proteína ribossômica L11 (uL5) 60S humana. Validado para IF/ICC e ELISA, é ideal para o estudo da biogênese ribossômica, do controle translacional e das vias de sinalização do p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL11 Rabbit pAb
Observações/Alia	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6135
ID do Gene	6135
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-177 da RPL11 humana (NP_001186731.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P62913
Peso da Proteína	20kDa
Transporte	Bolsa de gelo