


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Número do item: CM0026772



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL13 humano (proteína ribossomal 60S L13). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de função ribossomal e desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-211 do RPL13 humano (NP_150254.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26373
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo