

Anticorpo Monoclonal Anti-Rpl13 De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Número do item: CM0005171



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao RPL13 humano (eL13) para Western blotting, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteínas ribossômicas e desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL13 mAb de Coelho
Observações/Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6137
ID do Gene	6137
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do RPL13 humano (NP_150254.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26373
Peso da Proteína	18kDa/24kDa
Envio	Bolsa de gelo