


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl34 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49207

Número do item: CM0021928



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína ribossômica L34 humana (RPL34), desenvolvido para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Detecta eL34 humana e de camundongo (13 kDa). Ideal para pesquisas sobre ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPL34 Rabbit pAb
Observações/Alias	L34; eL34; RPL34
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6164
GeneID	6164
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-117 da RPL34 humana (NP_000986.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P49207
Peso da proteína	13 kDa
Transporte	Bolsa de gelo