


Anticorpo Policlonal Anti-Rpl35 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42766

Número do item: CM0020162



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL35 humano (proteína ribossômica L35 de 60S), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre ribossomos e estudos de síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RPL35 Rabbit pAb
Observações/Apelido	L35; uL29; DBA19; RPL35
Espécie	Humana
GeneID (humano)	11224
GeneID	11224
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-120 da RPL35 humana (NP_009140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P42766
Peso da proteína	15kDa
Envio	Embalagem de gelo