

Anticorpo Policlonal Anti-Rpl36 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3U8

Número do item: CM0029544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho RPL36 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta RPL36 humano, de camundongo e de rato, uma proteína ribossômica de 60S eL36. Para estudos de ribossomos e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL36 Coelho pAb
Observações/Alias	L36; eL36; RPL36
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25873
GeneID	25873
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 de RPL36 humano (NP_056229.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3U8
Peso Molecular da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo