

Anticorpo Policlonal Anti-Rpl36Al Para Wb, If/Icc, Elisa - Q969Q0

Número do item: CM0017352

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPL36AL humano (proteína ribossômica 60S L36a-like), adequado para western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de proteínas ribossômicas e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL36AL pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6166
GeneID	6166
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 do RPL36AL humano (NP_000992.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969Q0
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco com gelo