

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpp25 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bul9

Número do item: CM0029737



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RPP25 humano, uma subunidade da ribonuclease P/MRP envolvida no processamento de tRNA e rRNA. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada humana e de camundongo. Ideal para pesquisa de proteínas nucleolares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPP25 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPP25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54913
GeneID	54913
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-199 do RPP25 humano (NP_060263.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BUL9
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo