


Anticorpo Policlonal Anti-Rps6Ka3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51812

Número do item: CM0025437



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RPS6KA3 humano (RSK2, p90RSK2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Detecta banda de ~84 kDa. Para estudos de sinalização ERK/MAPK, tradução e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS6KA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3
Espécie	Humano
ID do Gene	6197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-327 de RPS6KA3 humano (NP_004577.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51812
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo