


Anticorpo Policlonal Anti-Rraga Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L523

Número do item: CM0012873



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RRAGA validado para Western Blot (WB), Imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Detecta RRAGA (FIP1/RAGA) humano, murino e de rato. Ideal para pesquisa em sinalização por mTORC1 e detecção de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RRAGA Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10670
GeneID	10670
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 213-313 do RRAGA humano (NP_006561.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L523
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo