

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rrm2B Para Elisa E If/Icc - Q7Lg56

Número do item: CM0026866



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à RRM2B humana (p53R2). Adequado para ELISA e IF/ICC. Ideal para pesquisa de dano e reparo de DNA. Apoiado pela plataforma abrangente de fornecimento de matéria-prima da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-RRM2B (pAb)
Observações/Apelido	P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	50484
GeneID	50484
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da RRM2B humana (NP_056528.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7LG56
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Saco de gelo