

Anticorpo Monoclonal Anti-S100A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Número do item: CM0006908



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano S100A1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta S100A1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante, proteína de ligação ao cálcio de 11 kDa, ideal para pesquisas cardíacas e de sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100/S100A1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	S100; S100A; S100-alfa; S100/S100A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6271
Imunógeno	Proteína recombinante de S100/S100A1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23297
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo