


Anticorpo Policlonal Anti-S100A11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31949

Número do item: CM0021443



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao S100A11 humano (calgizzarina). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para estudos de diferenciação e cornificação de queratinócitos. Reagente confiável para aplicações de IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A11 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6282
GeneID	6282
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do S100A11 humano (NP_005611.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31949
Peso Proteico	12kDa
Transporte	Saco de gelo