

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-S100P Para Wb, If/Icc E Elisa - P25815

Número do item: CM0002054



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína S100P humana, validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Imunógeno recombinante; detecta S100P em aplicações de pesquisa de sinalização de cálcio e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100P mAb de Coelho
Observações/Alias	MIG9; S100P
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6286
GeneID	6286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 da S100P humana (NP_005971.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25815
Peso da Proteína	10kDa
Transporte	Bolsa de gelo