


Anti-S1Pr3 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q99500

Número do item: CM0002339



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-S1PR3 de alta qualidade validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com S1PR3 (EDG3) humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização do receptor de esfingosina-1-fosfato e processos biológicos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S1PR3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	EDG3; LPB3; S1P3; EDG-3; C9orf47; C9orf108; bA791021.3; S1PR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1903
GeneID	1903
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do S1PR3 humano (Q99500).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99500
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo