


Anticorpo Policlonal Anti-Saa1 Para Wb E Elisa - P0Dji8

Número do item: CM0015370



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a SAA1 humana (Soro Amiloide A1). Validado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteínas de fase aguda e amiloidose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SAA; PIG4; SAA2; TP53I4; SAA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6288
GeneID	6288
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SAA1 humana (NP_000322.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DJI8
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Saco com gelo