

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Safb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15424

Número do item: CM0007022

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SAFB validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Imunógeno recombinante para estudos de regulação da transcrição e de correpressão do receptor de estrogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SAFB Rabbit mAb
Observações/alias	HAP, HET, SAF-B, SAFB1, SAB-B1, SAF-B1, SAFB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6294
GeneID	6294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 815-915 da SAFB humana (NP_002958.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15424
Peso da proteína	103 kDa
Envio	Bolsa de gelo