

Anticorpo Policlonal Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0024409



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a 3CLpro do SARS-CoV-2, a principal protease viral. Ideal para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA em pesquisas sobre COVID-19, monitoramento terapêutico e desenvolvimento de kits de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 3CLpro pAb de Coelho
GeneID	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 da 3CLpro do coronavírus (YP_009725295.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco com gelo