


Anticorpo Policlonico De Coelho Contra Proteína N Do Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P59595

Número do item: CM0020939



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à nucleoproteína do SARS-CoV-2 (proteína N). Validado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de ~46 kDa. Indicado para pesquisa em montagem viral, interação com hospedeiro e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Proteína N do SARS-CoV-2
ID do Gene	1489678
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da Proteína N do coronavírus (NP_828858.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso Molecular da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo