


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sars-Cov-2 Nsp16 Para Wb, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0019413



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra SARS-CoV-2 NSP16 (2'-O-metiltransferase) para aplicações em Western blot e ELISA. Ferramenta essencial para o estudo da replicação de coronavírus e mecanismos de evasão imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP16 Rabbit pAb
ID do Gene	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 236-290 da NSP16 do coronavírus (YP_009725302.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso Proteico	794kDa
Envio	Bolsa de gelo