

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Subunidade S1 Da Proteína Spike Do Sars-Cov-2 Para Wb, If/Icc, Ip E Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0021196



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a subunidade S1 da proteína Spike do SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para estudos de entrada viral e interação com o hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-S1 da proteína Spike do SARS-CoV-2
Observações/alias	glicoproteína Spike; Spike S1 do SARS-CoV-2
ID do gene	43740568
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-682 da proteína Spike S1 do coronavírus (YP_009724390.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da proteína	141 kDa
Envio	Bolsa de gelo