

Anticorpo Policlonal Anti-Scml1 Para Wb, Elisa - Q9Un30

Número do item: CM0019173

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCML1 humano, uma proteína putativa do grupo Polycomb envolvida na repressão transcricional. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa em espermatogênese e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCML1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCML1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6322
GeneID	6322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-200 do SCML1 humano (NP_006737.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Rato
SWISS	Q9UN30
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo