


Anticorpo Policlonais Anti-Sdha Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31040

Número do item: CM0025912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SDHA humano (subunidade da flavoproteína do complexo da succinato desidrogenase). Confirmado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com camundongo e rato. Imunógeno recombinante que cobre a região C-terminal. Ideal para pesquisa de função mitocondrial, doenças metabólicas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDHA Rabbit pAb
Observações/Alias	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6389
ID do Gene	6389
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 385-664 da SDHA humana (NP_004159.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31040
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Bolsa de gelo