


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sdhb Para Wb, If/Icc, Elisa - P21912

Número do item: CM0014449



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a SDHB humana (subunidade ferro-enxofre da succinato desidrogenase). Validado para Western blot (WB), imunofluorescência/imunocitoquímica (IF/ICC) e ELISA. Reage de forma cruzada com a SDHB de rato e camundongo. Ideal para pesquisa do complexo II mitocondrial, estudos de fosforilação oxidativa e investigações de doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDHB Coelho pAb
Observações/Apelido	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6390
ID do Gene	6390
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-280 da SDHB humana (NP_002991.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21912
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo