


Anticorpo Policlonal Anti-Sec14L2 Para Ihc-P, Elisa - O76054

Número do item: CM0020697



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SEC14L2 (TAP/SPF) validado para IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para estudar o transporte de alfa-tocoferol/esqualeno, biossíntese de colesterol e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC14L2 Coelho pAb
Observações/Alias	SEC14L2; C22orf6; SPF; TAP; TAP1; Proteína SEC14-like 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23541
ID do Gene	23541
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-275 do SEC14L2 humano (NP_203740.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O76054
Peso Proteico	36kDa/44kDa/46kDa
Envio	Saco de gelo