


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec24C Para Wb, If/Icc, Elisa - P53992

Número do item: CM0015113



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SEC24C humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Tem como alvo a proteína de seleção de carga das vesículas COPII, essencial para o transporte do RE para o Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SEC24C Rabbit pAb
Observações/Apelido	SEC24C
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9632
ID do gene	9632
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 915-1094 da SEC24C humana (NP_004913.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P53992
Peso da proteína	118 kDa
Envio	Bolsa de gelo