


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec61B Para Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Número do item: CM0022067



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à SEC61B humana, adequado para Western Blot, IF/ICC e ELISA. Detecta SEC61B humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a translocação de proteínas e a inserção na membrana do RE, garantindo desempenho confiável para sua pesquisa sobre transporte de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SEC61B Rabbit pAb
Observações/Alia	SEC61B; subunidade beta do translocon Sec61
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	10952
ID do gene	10952
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-96 da SEC61B humana (NP_006799.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P60468
Peso da proteína	10 kDa
Envio	Bolsa de gelo