

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec63 Para Wb E Elisa - Q9Ugp8

Número do item: CM0019405

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SEC63 humano (ERdj2, DNAJC23), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, rato. Tem como alvo o componente do translocon da membrana do RE para pesquisa de tráfego de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC63 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERdj2; PCLD2; SEC63L; DNAJC23; PRO2507; SEC63
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11231
GeneID	11231
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 595-720 do SEC63 humano (NP_009145.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UGP8
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo