


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Semaphorin 4D / Cd100 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92854

Número do item: CM0003295



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade que visa a Semaphorin 4D/CD100 humana. Validado para aplicações de WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudar regulação imune, desenvolvimento neuronal e sinalização semaphorin-plexin em pesquisas diagnósticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Semaphorin 4D / CD100 Rabbit mAb
Observações/Apelido	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10507
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da Semaphorin 4D / CD100 humana (NP_006369.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo