


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Senp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0U3

Número do item: CM0014745



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra a sentrina-protease específica 1 humana (SENP1). Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de SUMOilação e pesquisa de desSUMOilases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SENP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SuPr-2; SENP1
Espécie	Humano
GeneID	29843 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-420 da SENP1 humana (NP_001254523.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0U3
Peso Proteico	73kDa
Envio	Bolsa de gelo