


Anticorpo Policlonal Anti-Septin 9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhd8

Número do item: CM0028823



introdução

Anticorpo policlonal de coelho altamente específico que visa a Septina-9 humana. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre dinâmica do citoesqueleto, citocinese e patogênese microbiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septin 9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septin 9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da Septina 9 humana (NP_001106964.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHD8
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo