


Anticorpo Policlonal Ativador De Ser/Thr-Pp2A (Ptpa) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15257

Número do item: CM0022584



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PTPA/PPP2R4 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigar a regulação da PP2A, a apoptose e os mecanismos de doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Ativador de Ser/Thr-PP2A (PTPA), pAb de coelho
Observações/Apelido	PP2A; PR53; PPP2R4; ativador de Ser/Thr-PP2A (PTPA)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5524
GeneID	5524
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 do ativador de Ser/Thr-PP2A (PTPA) humano (NP_821067.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q15257
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo