

Anticorpo Policlonal Anti-Sesn3 Para Wb, Elisa - P58005

Número do item: CM0025170

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SESN3 validado para WB e ELISA. Detecta SESN3 humano (57kDa), um sensor de leucina e protetor contra estresse oxidativo. Ideal para pesquisas metabólicas e de estresse. - P58005

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	SESN3 pAb Coelho
Observações/Apelido	SEST3; SESN3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	143686
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 do SESN3 humano (NP_653266.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P58005
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo