


Anticorpo Policlonal Anti-Sf3A3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12874

Número do item: CM0028032



introdução

Anticorpo policlonal anti-SF3A3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com SF3A3 de humano, camundongo e rato, uma subunidade de fator de splicing de 59kDa do U2 snRNP. Adequado para pesquisa de processamento de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SF3A3 Rabbit pAb
Observações/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10946
ID do Gene	10946
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 292-501 de SF3A3 humano (NP_006793.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12874
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo