

Anti-Sf3B1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O75533

Número do item: CM0023426



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SF3B1 validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta SF3B1 humano, de camundongo e de rato (subunidade 1 do fator de splicing 3B, ~146kDa). Ideal para pesquisas sobre spliceossomo e splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SF3B1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23451
GeneID	23451
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 do SF3B1 humano (NP_001005526.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75533
Peso da Proteína	146kDa
Envio	Saco com gelo