

Anticorpo Monoclonal Anti-Sglt1 De Coelho Para Wb, Elisa - P13866

Número do item: CM0011538



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SGLT1 (sódio/glicose cotransportador 1) humano. Validado para WB e ELISA, com peso molecular previsto de 73 kDa. Adequado para pesquisa metabólica e de transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGLT1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6523
GeneID	6523
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 323-422 do SGLT1 humano (NP_000334.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13866
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Bolsa de gelo